




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Style Toiletspand, børstet messing/sort PR70950
Produktbeskrivelse	VVS: 777742105 NRF: 7001571 RSK: 8900162 EAN: 5708590377575 DB: 2266886  Lad elegancen og din personlige stil skinne igennem med Pressalit Style. De lange, elegante og grafiske silhuetter giver dig et spændende udtryk på badeværelset og byder ikke blot på et æstetisk løft - de viser også, at du har truffet et aktivt valg om at lade ekstraordinært dansk design indgå i indretningen af dit hjem. Produkterne er nemme at montere med enten skruer eller med lim, som kan tilkøbes. Fuldend udtrykket på badeværelset med elegante detaljer. Udtagelig inderspand på 5,0 liter. Toiletspanden åbnes med et let tryk på låget og kan stå på gulvet eller hænges op på væggen, hvis du vil udnytte gulvpladsen og lette rengøringen. Diskret gummiring under bunden sikrer, at toiletspanden står bedre fast, hvis den placeres på gulvet.
Materialer	Rustfrit stål AISI 304, ABS, PP, TPE og PA
Garanti Rengøring	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.



PRESSALIT®

Produkt	Pressalit Style Toiletspland, børstet messing/sort
Varenummer	PR70950

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

24. september 2026