




PRESSALIT®

Produkt	Monteringssæt V8654 (4 stk), til gasbeton
Varenummer	V8654
	EAN: 5708590351407
	
Produktbeskrivelse	Monteringssæt, 4 stk undersænkede bolte M8 x 35, dübel FTP M 8, til gasbeton. Anvendes til: PLUS toiletstøtter: R360070, R360085 PLUS klapsæde: R5510, R5504 PLUS brusesæder: R7304, R7404 Monteringssæt, 4 stk undersænkede bolte M8 x 35, dübel FTP M 8, til gasbeton
Materialer	Rustfrit stål

pressalit.com

PRESSALIT®