




PRESSALIT®

Uni scharnier

Artikelnummer

D09999
EAN:5708590282060



Product capaciteit

| | |
|--------------------------|----------|
| Gewicht | 0,194 kg |
| Gewicht per stuk | 0,194 kg |
| Gewicht per colli | 0 kg |
| Aantal per colli | 0 |
| Aantal per pallet | 0 |

Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com