




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Public Classic Desinfektionsdispenser med sensor, 700 ml, matt svart PY40725
Beskrivning	<p>VVS: 774565631 NRF: 1438615 RSK: 8920399 EAN: 5708590392769</p>  <p>Desinfektionsdispenser med sensor i rostfritt stål för väggmontering. Enhandsdesinfektionspump med 700 ml tank. Utformad för standardhanddesinfektionsmedel. Låsbar lösning. Inkl. monteringsatts.</p> <p>Inspektionsöppning indikerar fyllnadsnivå.</p>
Material	Europeiskt rostfritt stål (AISI 316L)
Garanti Rengöring	<p>2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.</p> <p>Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.</p> <p>Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.</p>

pressalit.com