



PRESSALIT®

Pressalit Style D2 1206

**Toiletzitting met soft close, lift-off en antibacteriële werking, incl. scharnieren in roestvrij staal

Incl. designemblemen, chroom en zwart**

Functie

Lift-off, Soft close

Artikelnummer

1206111-DN2999
VVS:615099111
NRF:1476358
RSK:7824134
EAN:5708590397481

Pressalit Style D2 is ontworpen voor iedereen die meer wil dan alleen een toiletzitting. Het slanke, verfijnde profiel zorgt voor een lichte en exclusieve uitstraling die perfect past in elke moderne badkamer.

Met verwisselbare designemblemen aan de zijkant creëer je een samenhangende look met de rest van je Pressalit Style badkameraccessoires en kun je de details afstemmen op je persoonlijke smaak. De zitting wordt geleverd met twee sets designemblemen, zodat je de kleur en uitstraling eenvoudig kunt veranderen wanneer je toe bent aan iets nieuws. Extra designemblemen in andere kleuren en afwerkingen zijn apart verkrijgbaar.

Pressalit Style D2 is beschikbaar in zes prachtige kleuren: wit, mat wit, zwart, mat zwart, mat dusty green en mat taupe. Deze tinten geven je de mogelijkheid om precies de sfeer te creëren die jij voor ogen hebt.

Achter het design staan Pressalits bekende kwaliteit, 10 jaar garantie en functies zoals Soft Close voor een stille, luxe sluiting en Lift-off voor gemakkelijk en efficiënt reinigen. Daarnaast zorgt Pressalit SteadyFix® voor uitzonderlijke stabiliteit.



Kleur

Zwart (RAL 9005)

Kenmerken

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Pressalit Style D2", art. nr. 1206 van door-en-door gekleurde thermohardende kunststof met antibacteriële werking, met ingebouwde demping in het scharnier, incl. DN2 universele scharnieren voor lift-off uit roestvrij staal.




- hartafstand scharniergegaten: 144-224 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- 10 jaar garantie



PRESSALIT®

Pressalit Style D2 1206

Toiletzitting met soft close, lift-off en antibacteriële werking, incl. scharnieren in roestvrij staal
Incl. designemblemen, chroom en zwart



Design type	Sandwich
Designer	Pressalit
Design jaar	2025
Materialen	Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde). UF-plastic bestaat uit ongeveer 70% ureaformaldehydehars, 30% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. Vrij formaldehyde verdampt tijdens het productieproces. Pressalit toiletzittingen zijn na uitharding ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) gemeten en geven aanzienlijk minder af dan de toegestane EU-grens van $0,08 \text{ mg/m}^3$. Antibacterieel: Deze toiletzitting bevat een antibacteriële toevoeging met biocide zilverfosfaatglas, die de bacteriegroei helpt remmen. Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat). Demperset: Hydraulische demper met een demperhuis van roestvrij staal of thermoplast, voorzien van kunststof onderdelen van thermoplast. Scharnieren: Roestvast staal en thermoplast.
Product capaciteit	Belastbaarheid zittingring max. 240 kg
Gewicht	2,665 kg
Maat per stuk	457x389x68 mm
Gewicht per stuk	3,089 kg
Maat per verpakking	469x401x348 mm



PRESSALIT®

Pressalit Style D2 1206

**Toiletzitting met soft close, lift-off en antibacteriële werking, incl. scharnieren in roestvrij staal

Incl. designemblemen, chroom en zwart**

Gewicht per colli	15,445 kg
Aantal per colli	5
Verpakkingen per pallet	18
Aantal per pallet	90
Reiniging	Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting te reinigen. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Droog resterend water of reinigingsmiddel af met een zachte doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of op chloor gebaseerde reinigingsmiddelen, aangezien deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeist kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.
Garantie	Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht. Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen. Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com
