




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Befestigungsmaterial V8653 (4 Stck.), für Porenbeton V8653
Produkt- beschreibung	EAN:5708590351414  Befestigungsmaterial, 4 Stck. Bolzen M8 x 35, Dübeln FTP M 8, für Porenbeton. Verwenden für: PLUS Wandschienen (senkrechte): R9871, R9872 PLUS Waschtisch-Lifter: R4650, R4750, R4751 PLUS Duschsitzen: R7634, R7635 Befestigungsmaterial, 4 Stck. Bolzen M8 x 35, Dübeln FTP M 8, für Porenbeton
Materialien	Edelstahl und Kunststoff

pressalit.com