




# PRESSALIT®

|                    |                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b>     | Huvudstöd till MSCT 1 och MSCT 4                                                                                                                 |
| <b>Varunummer</b>  | R844521302                                                                                                                                       |
|                    | VVS: 777542892<br>EAN: 5708590374932<br>HMI: 138482                                                                                              |
| <b>Färg</b>        | Tenngrå                                                                                                                                          |
| <b>Beskrivning</b> | Huvudstöd till MSCT 1 och MSCT 4 mobil duschbrits, 660 x 220 x 100 mm.<br>Huvudstöd till MSCT 1 och MSCT 4 mobil duschbrits, 660 x 220 x 100 mm. |



[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®