



PRESSALIT®

Pressalit Selandia 522 Standard toiletsæde i træ inkl. universal beslag i rustfrit stål

Varenummer

522455-B48999
VVS: 615101455
NRF: 6190255
RSK: 7904454
EAN: 5708590265018

Pressalit Selandia er et traditionelt toiletsæde af massivt træ.




Farve

Mahogni (farvet birk)

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Selandia", art. nr. 522 i massivt træ inkl. B48 universalbeslag i rustfrit stål.

- centerafstand: 120 - 170 mm
- farvet birk
- belastning - ringsæde 240 kg
- anvendelig på universelle toiletter
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

1996



Pressalit Selandia 522
Standard toiletsæde i træ inkl. universal beslag i rustfrit stål

Materialer	TOILETSÆDE: (455) birk, mahognifarvet (farvepigment i lakken) (456) birk, kirsebærfarvet (farvepigment i lakken) (607) birk Overflade: 3 x syrehærdende klar lak. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	2,798 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	457x389x68 mm
Vægt emballeret	3,098 kg
Mål pr. kolli	472x400x348 mm
Vægt pr. kolli	15,49 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	18
Antal pr. palle	90
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Selandia 522
Standard toiletsæde i træ inkl. universal beslag i rustfrit stål

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®