




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Armaturenhalter RT760
Produkt- beschreibung	VVS:615859760 NRF:6311293 EAN:5708590314723 HMI: 88814 NBS:N13:40,375  Pressalit bietet eine Auswahl an Bad- und WC-Zubehör, die speziell für die Montage an verschiedenen PLUS-Produkten entwickelt wurde Armaturenhalter inkl. 1200 mm Zulaufschläuchen. Mit Verriegelungsknopf. Seitlich verschiebbar auf PLUS Wandschiene
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.

pressalit.com