




PRESSALIT®

Product Varunummer	Trådlös manöverdosa till SCT 1000/2000/2100/3000 och CT 4000 R8493
Beskrivning	VVS: 777541993 EAN: 5708590378350  Kan köpas som extra tillbehör eller som reservdel. Trådlös manöverdosa till SCT 1000/2000/2100/3000 och CT 4000
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.

pressalit.com