



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Pressalit Choice Bürstenkopf, lose, für Qx800, Weiß Q00899
Produkt- beschreibung	VVS:778497800 NRF:6190925 RSK:8714257 EAN:5708590343600
Materialien	PP/ABS
Garantie Reinigung	<p>Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt.</p> <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.</p> <p>Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.</p>

pressalit.com

PRESSALIT®