




<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	VALUE II toiletsteun, 850 mm, met bedieningspaneel R1183000
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Beschrijving</b>	<p>VVS:615892300 NRF:6191061 EAN:5708590373034 HMI: 138210</p>  <p>VALUE en VALUE II toiletsteunen met ALBA montage profielen, die speciaal werden ontworpen voor gebruik met de SELECT TL3 en TL4 hoog-laag toiletsystemen. De elektrische hoogteverstelling wordt geregeld met het bedieningspaneel aan de toiletsteun.</p> <p>VALUE II toiletsteun, incl. bedieningspaneel voor TL3/TL4, 850 mm, opklapbaar, in hoogte verstelbaar 150 mm zonder gebruik van gereedschap (linksbediening). Biedt stevige ondersteuning bij zitten, staan of overstappen van en naar een toilet. Materialen: Staal met een Rilsan-coating en montageprofiel in gegoten aluminium. Voor montage op TL3/TL4 hoog/laag elektrisch toiletsysteem, ALBA-vleugel montageprofiel inbegrepen. Montage rechts van de gebruiker.</p>
<b>Verstelbaarheid</b>	In hoogte verstelbaar
<b>Afstelhoogte</b>	150 mm
<b>Product capaciteit</b>	Maximale belasting: 120 kg.
<b>Materialen</b>	De toiletsteun is vervaardigd uit staal met een Rilsan-coating, die comfortabel aanvoelt, eenvoudig te reinigen is en het metaal beschermt tegen corrosie. Montageprofiel in gegoten aluminium.
<b>Garantie</b>	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.



<b>Product</b>	VALUE II toiletsteun, 850 mm, met bedieningspaneel
<b>Artikelnummer</b>	R1183000
<b>Reiniging</b>	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Desinfecteermiddelen op chloorbasis voor het desinfecteren van oppervlakken mogen worden gebruikt volgens de productspecificatie en veiligheidsmaatregelen voor deze producten.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p><b>DESINFECTEERMIDDELEN:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningsprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiihto Clean)</p> <p><b>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p>
<b>Conformiteitsverklaring</b>	<p>Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen</li><li>- RoHS-richtlijn 2011/65/EG.</li></ul>



# PRESSALIT®

<b>Product</b>	VALUE II toiletsteun, 850 mm, met bedieningspaneel
<b>Artikelnummer</b>	R1183000

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®