



PRESSALIT®

Pressalit Trend inkl. Pressalit Comfort D2 1050
Vägghängd toalett med circular flush, inkl.
toalettsits
Toalettsits med soft close, lift-off och
antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål

Varunummer




CP1050011CF
VVS: 613326400
NRF: 1462954
RSK: 7822115
EAN: 5708590396897

Pressalit Trend Combi Pack med Comfort D2-sits kombinerar en stilren vägghängd toalettskål med en perfekt matchad sits för exceptionell komfort och stabilitet. Den kantlösa skålen med Circular Flush säkerställer kraftfull, stänkfri och tyst spolning, medan Comfort D2-sitsens helomslutande design harmonierar med skålens form. Pressalit SteadyFix® ger utmärkt stabilitet, medan Soft Close och Lift-Off-funktioner gör rengöring enkel och användningen bekväm. Pressalit ANTIBAC är ett integrerat antibakteriellt tillsatsmedel i sitsens material, vilket bidrar till att hämma bakterietillväxt. Denna slitstarka och högkvalitativa kombination levererar elegans, funktionalitet och hygien i perfekt balans – en komplett badrumslösning som både är praktisk och estetiskt tilltalande.



Färg

Vit





PRESSALIT®

Pressalit Trend inkl. Pressalit Comfort D2 1050
Vägghängd toalett med circular flush, inkl.
**toalettsits

Toalettsits med soft close, lift-off och**
antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål

Material	TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av 67 % ureaformaldehydharts, 28 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukttinhåll. Råvaran från leverantören innehåller högst 0,03 % fri formaldehyd och efter härdning ännu mindre. ANTIBAKTERIELL: Denna toalettsits innehåller ett antibakteriellt tillsatsämne med biocid silverklorid, som hjälper till att hämma bakterietillväxt. BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat). DÄMPARSET (gäller endast för toalettsitsar med soft close): Hydraulisk dämpare med dämparhus av rostfritt stål och delar i termoplast. BESLAG Rostfritt stål typ W.nr. 1.4301/M och termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vikt	31,034 kg
Kartong storlek	540x410x510 mm
Vikt per kolli	33,703 kg
Vikt per kolli	33,703 kg
Antal per kolli	1
Kolli per pall	5
Antal per pall	5
Garanti	Pressalit erbjuder 10 års garanti på toalettsitsar och 5 års garanti på toalettstolar mot uppvisande av giltigt inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där produkten köptes. Garantin omfattar material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som kan uppstå vid korrekt användning och rengöring av produkten. Pressalit förbehåller sig rätten att undersöka produkten på vår fabrik. Vid en berättigad reklamation kommer Pressalit antingen att:
- skicka reservdelar, eller
- byta ut produkten mot samma eller en liknande modell.
Om färgen på toalettsitsen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att leverera en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att i stället återbetala inköpspriset. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.



PRESSALIT®

Pressalit Trend inkl. Pressalit Comfort D2 1050
Vägghängd toalett med circular flush, inkl.
**toalettsits

Toalettsits med soft close, lift-off och**
antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®