




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	Puslemadras 1400 mm R8702432
<b>Farve</b>	VVS: 777630732 RSK: 8565130 EAN: 5708590366135 HMI: 125781  Mellemgrå
<b>Produktbeskrivelse</b>	 Madrasser til puslebordet fås i flere farver og i længder, der er tilpasset de forskellige puslebordslængder.  Puslemadras, ftalatfri, 760 mm x 1400 mm x 30 mm, til 1400 mm puslebord.
<b>Materialer</b>	Betræk: Techmadin, ftalatfri Fyld: Skum
<b>Rengøring</b>	Betræk: Techmadin, ftalatfri Daglig rengøring med sæbevand og efterfølgende aftørring med en fugtig klud, samt regelmæssig vask ved 60-90 grader uden brug af skyllemiddel. Krympning efter vask kan forekomme. Vend IKKE vrangen ud ved vask. Kan tørretumbles ved max. 60 grader. Kan desinficeres med antiseptiske vådservietter. Alkohol % < 70. Brug ikke desinfektionsmidler, der er beregnet til hårde overflader.  Fyld: (skum) Skummet indeholder kun DINP-blødgørere, der er godkendt af EU til brug i børneartikler. Skummet må ikke vaskes. Madrassen må af hygiejnemæssige årsager ikke bruges uden betrækket.



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	Puslemadras 1400 mm
<b>Varenummer</b>	R8702432

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®