



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Pressalit Choice Bürstenkopf, lose, für Qx800, Weiß Q00899
Produkt- beschreibung	VVS:778497800 NRF:6190925 RSK:8714257 EAN:5708590343600
Materialien	PP/ABS
Garantie Reinigung	Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach. Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

PRESSALIT®