




PRESSALIT®

Article Numéro article	Mitigeur thermostatique pour douche RT640
Description	<p>VVS:719015604 NRF:6311291 RSK:8344043 EAN:5708590211824 HMI: 35288 NBS:N13:40,375</p>  <p>Accessoires pour douches. Mitigeur thermostatique pour douche. Manettes noires, faciles à manipuler. Butée de sécurité à 38°.</p> <p>Accessoires pour douches. Mitigeur thermostatique pour douche. Manettes noires, faciles à manipuler. Butée de sécurité à 38°..</p>
Matériaux	<p>Laiton</p> <p>Surface: Plastique</p> <p>Poignée: Plastique</p>
Ergonomie	De couleur contrastante, les leviers de commande sont faciles à repérer et à utiliser.
Fonctions	<p>Un mécanisme de protection contre l'ébullantage empêche tout réglage non intentionnel au-dessus de 38°</p> <p>Le mitigeur est calorifuge</p> <p>Peut être monté sur support robinetterie RT760</p>
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.



PRESSALIT®

Article	Mitigeur thermostatique pour douche
Numéro article	RT640

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®