




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	TMA 1 Armstütze zur Montage auf Toilette R1170000
Farbe	VVS:615723200 NRF:6191649 EAN:5708590211701 HMI: 35270 NBS:N13:436 Weiß
Produkt- beschreibung	 <p>Die TMA-Armstützen gibt es in verschiedenen Breiten und in Modellen mit oder ohne Toilettensitz.</p> <p>TMA 1 Armstütze für Montage auf Toilette, inkl. R37 Dania WC-Sitz mit BL1999 Scharnier. Dunkelgraue Griffe</p>
Verstellung	Festmontage
Materialien	Pulverbeschichteter Edelstahl. Weiches Polyurethan. <i>Entflammbarkeitsgeprüft (ISO 8191-1). Testbericht verfügbar.</i> WC-Sitz und Deckel in Duroplast (Ureaformaldehyd).
Ergonomie	Die soliden Armstützen geben guten Halt und die gepolsterten Griffe sind angenehm für Arme und Hände.
Funktionen	Die Armstützen sind individuell hochklappbar.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.



PRESSALIT®

Produkt	TMA 1 Armstütze zur Montage auf Toilette
Produktnummer	R1170000
Konformitäts- erklärung	Diese Produkt ist gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert worden.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®