




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Public Classic Tvålpump med sensor, 850 ml, matt svart PY40715
Beskrivning	<p>VVS: 774565231 RSK: 8920398 EAN: 5708590392752</p>  <p>Tvålpump med sensor i rostfritt stål för väggmontering. Droppfri tvålpump med 850 ml behållare. Utformad för vanlig flytande tvål eller handkräm. Låsbar lösning. Inkl. monteringsatts.</p>
Material	Europeiskt rostfritt stål (AISI 316L)
Garanti Rengöring	<p>2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.</p> <p>Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.</p> <p>Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.</p>

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®