




<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	Matras voor aankleedtafel 1350 mm R8705000
<b>Kleur</b>	VVS: 777630830 RSK: 8565138 EAN: 5708590366111 HMI: 125814  Wit
<b>Beschrijving</b>	 <p>Matrassen voor aankleedtafels zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren en in lengtes die aangepast zijn aan de verschillende aankleedtafels lengtes.</p> <p>Accessoires voor aankleedtafels Matras 760 mm x 1350 mm x 30 mm voor een aankleedtafel 1800 mm met wasvoorzieningen. Ftaalzuur-vrij</p>
<b>Materialen</b>	Bekleding: Techmadin, ftalaatvrij Opvulling: Schuim
<b>Reiniging</b>	<p>Bekleding (afdekking): Techmadin, ftalaatvrij Dagelijks met zeepsop reinigen en vervolgens met een vocht-tige doek schoonvegen. Regelmatig zonder wasverzachter op 60-90°C wassen. Krimp na wassen kan voorkomen. Keer niet binnenstebuiten voorafgaand aan het wassen. Mag in een droogtrommel worden gedroogd op max. 60°. Mag worden gedesinfecteerd met antiseptische doekjes. Alcohol % &lt; 70. Gebruik geen desinfectiemiddelen die voor harde oppervlakken zijn bedoeld.</p> <p>Opvulling: (schuim) Het schuim bevat uitsluitend DINP-weekmakers die door de EU zijn goedgekeurd voor gebruik in artikelen voor kinderen. Was het schuim niet. Gebruik het matras om hygiëneredenen niet zonder afdekking.</p>



# PRESSALIT®

<b>Product</b>	Matras voor aankleedtafel 1350 mm
<b>Artikelnummer</b>	R8705000

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®