



Toalettsits Dania med lock Med styrbufferter och institutionsbeslag (D92).

Varunummer

R37112-D92999
VVS: 615679112
NRF: 6190611
EAN: 5708590321301
HMI: 108574
NBS: N13:300

Toalettsits, Dania, med styrbufferter. Med lock. Med institutionsbeslag.






Färg

Antracitgrå

Beskrivning

Toalettsits, Dania, med styrbufferter, med lock. Med institutionsbeslag.



Material

TOALETTSITS

Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukthinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på $0,08 \text{ mg/m}^3$.

BUFFER

EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).

BESLAG

Rostfritt stål och termoplast.

Produktkapacitet

Denna produkt är testad statistiskt med 375 kg. Då den europeiska hjälpmedelsstandard SS-EN 12182:2012, Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar, föreskriver test med säkerhetsfaktor 1,5 är produktens nominella maxbelastningen därför 250 kg.

Vikt

3,757 kg

Kartong storlek

457x389x68 mm

Vikt per kolli

4,257 kg



**Toalettsits Dania med lock
Med styrbufferter och institutionsbeslag (D92).**

Vikt per kolli	21,285 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	18
Antal per pall	90
Rengöring	<p>Använd en mild tvällösning för att rengöra toalettsitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. För att desinficera sitsen kan t.ex. etanol 85% användas. Se till att produkten torkas av med en mjuk trasa uppvriden i rent vatten och torkas av med en mjuk, torr trasa omedelbart efter desinfektionen.</p> <p>Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.</p>
Garanti	<p>Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.</p> <p>Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.</p>