




# PRESSALIT®

## Vast scharnier

### Artikelnummer

BT8999  
EAN: 5708590265087



### Product capaciteit

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Gewicht           | 0,182 kg |
| Gewicht per stuk  | 0,182 kg |
| Gewicht per colli | 0 kg     |
| Aantal per colli  | 0        |
| Aantal per pallet | 0        |

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

[pressalit.com](http://pressalit.com)

# PRESSALIT®