




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	TMA 3 armstøtte til montering på toilet R1192112
Farve	VVS:615725112 EAN:5708590387475 HMI: 139267 FDA: ILS/D135866 Antracitgrå 
Produktbeskrivelse	TMA-armstøtter fås i forskellige bredder og modeller med eller uden toiletsæde. TMA 3 armstøtter til montering på toilet. Antracitgrå håndtag. Inkl. to toiletpapirholdere. Ekskl. beslag. Bundmontage. Passer til IFØ Spira toilet 6261, Spira 6293 og Sign 6893 Anbefales med toiletsæder: Pressalit Spira V 1136011-DN3999 Pressalit Spira V 1136112-DN3999 Pressalit Sign 553011-DN1999 Pressalit Sign 553112-DN1999 Pressalit Sign 554011-DN1999 Pressalit Sign 554108-DN1999 Pressalit Sign 554112-DN1999
Justerbarhed Produktkapacitet	Fastmonteret Maksimal brugervægt (MUM): 150 kg. Armstøtterne er testet efter ISO/FDIS 17966:2025 med en sikkerhedsfaktor med 1,5. Armstøtterne er yderligere statisk testet enkeltvis med 97 kg.
Materialer Ergonomi Funktioner	Anodiseret aluminium og ABS. Solide støtter og håndtag der giver god støtte og komfort for hænder og arme. Armstøtterne er opklappelige. Armstøtterne kan slås op og ned individuelt.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



PRESSALIT®

Produkt	TMA 3 armstøtte til montering på toilet
Varenummer	R1192112
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.

pressalit.com

PRESSALIT®