




PRESSALIT®

| | |
|---|--|
| Produkt Varenummer | TMA 1 armstøtte til montering på toilet R1171000 |
| Farve | VVS:615723100 NRF:6191651 EAN:5708590211718 HMI: 42230 NBS:N13:436 DB: 2076624 Hvid |
| Produktbeskrivelse |  <p>TMA-armstøtter fås i forskellige bredder og modeller med eller uden toiletsæde.</p> <p>TMA 1 armstøtter til montering på toilet, inkl. BL1999 beslag. Grå håndtag. BL1-beslag anbefales kun med R26, R27, R28, R29, R37 eller R38. toiletsæder.</p> |
| Justerbarhed | Fastmonteret |
| Materialer | Pulverlakeret, rustfrit stål. Blød polyuretan. <i>Brændbarhedstestet (ISO 8191-1). Testrapport tilgængelig.</i> |
| Ergonomi | Solide greb der giver god støtte, og de polstrede håndtag giver komfort for hænder og arme. |
| Funktioner | Armstøtterne kan slås individuelt op. |
| Garanti | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. |
| Rengøring | Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. |
| Overensstemmelses- erklæring | Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr. |



PRESSALIT®

| | |
|-------------------|---|
| Produkt | TMA 1 armstøtte til montering på toilet |
| Varenummer | R1171000 |

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®