




PRESSALIT®

Produkt	Kabelbakke, 2000 mm
Varenummer	RK1050
	EAN:5708590265810
Produktbeskrivelse	 Der findes et udvalg af forskelligt tilbehør til INDIVO køkkenløfteenhederne. Kabelbakke, 2000 mm, til vægmonteret INDIVO løfteenhed til bordplade
Materialer	ABS-plast
Funktioner	Kabelbakker skjuler af både æstetiske og sikkerhedsmæssige årsager.

pressalit.com

PRESSALIT®