



# PRESSALIT®

---

## Buffer til låg, rund, hvid

---

**Varenummer**

A4003000

EAN:5708590180366

**Beskrivelse**

Buffer til låg, rund, hvid



---

**Produktkapacitet**

---

**Vægt**

0,001 kg

**Vægt emballeret**

0,001 kg

**Vægt pr. kolli**

15 kg

**Antal pr. kolli**

15000

**Antal pr. palle**

0

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

# PRESSALIT®