



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Douchegordijnstang 1200 x 1200 mm RT212112
Kleur	VVS:777271212 NRF:6311243 RSK:8207390 EAN:5708590318813 HMI: 42228 NBS:N13:375 Antracietgrijs
Beschrijving	 Douchegordijnstang, 1200 mm x 1200 mm, 2x12 douche gordijn ringen inbegrepen. Excl. bevestigingsmateriaal. Douchegordijnstang, 1200 mm x 1200 mm, 2x12 douche gordijn ringen inbegrepen. Excl. bevestigingsmateriaal.
Materialen	Basismateriaal: aluminium Oppervlakte materiaal: polyester lak Afdekkapje: Cycloy kunststof Ringen: poly Oxymethyleen kunststof (POM)
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.
Reiniging	Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.



PRESSALIT®

Product	Douchegordijnstang 1200 x 1200 mm
Artikelnummer	RT212112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

8. juli 2026