




PRESSALIT®

Produkt	Bruseforhæng til SCT 1000 bruselejer
Varenummer	R8420000
	VVS: 777544840 NRF: 7501957 EAN: 5708590293295 NBS: N13:40,375
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	 Bruseforhæng til SCT 1000 bruselejer, 1400 mm. Materialer: PVC-belagt lærred (ftalatfrit). Bruseforhæng til SCT 1000 bruselejer, 1400 mm.
Materialer	PVC-belagt lærred (ftalatfrit).
Ergonomi	Bruseforhæng beskytter hjælperen mod vandsprøjt.

pressalit.com