




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Public Classic Affaldspand 34 l, poleret stål PY10910
Produktbeskrivelse	VVS: 777744340 NRF: 1438610 RSK: 8920385 EAN: 5708590392295  Affaldsspand af robust, rustfrit stål. Rustfrit stålhus med afrundede kanter. Udstyret med aftagelig, vaskbar stofpose af polypropylen. Kapacitet ca. 34 liter. Montering kan ske med lim eller med to skruer. Der er desuden mulighed for montering med ekstra tyverisikring i bagvæggen. Inkl. monteringssæt.
Materialer	Europæisk rustfrit stål (AISI 304)
Garanti Rengøring	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com