



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Duschvorhangsstang, 1200 x 1200 mm RT212112
Farbe	VVS:777271212 NRF:6311243 RSK:8207390 EAN:5708590318813 HMI: 42228 NBS:N13:375 Anthrazitgrau
Produkt- beschreibung	 Duschvorhangstange, 1200 x 1200 mm, inkl. Deckenabhängung 600 mm, inkl. Duschvorhangringe (24 Stck.) Inkl. Befestigungsmaterial für massives Mauerwerk Duschvorhangstange, 1200 x 1200 mm, inkl. Deckenabhängung 600 mm, inkl. Duschvorhangringe (24 Stck.) Exkl. Wandbefestigungen.
Materialien	Grundmaterial: Aluminium Oberfläche: Pulverlackiert Abdeckung: Cycoloy-Plastik Ringe: Polyoxymethylen-Plastik (POM)
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.



PRESSALIT®

Produkt	Duschvorhangsstang, 1200 x 1200 mm
Produktnummer	RT212112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

8. juli 2026