



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Umbausatz für manuell PLUS Waschtisch-Lifter/Duschsitz RT745
Produkt- beschreibung	EAN: 5708590329970  300 x 175 x 32 mm  100 x 38 x 39 mm Umbausatz für manuell PLUS Waschtisch-Lifter/Duschsitz Umbausatz für den manuelle höhenverstellbaren PLUS Waschtischlifter/Duschsitz zu einem PLUS Waschtischlifter/Duschsitz zur Montage auf waagerechte Wandschiene.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.

pressalit.com