



PRESSALIT®


Institutionsbeslag

Varenummer

D92999
VVS: 616810934
EAN: 5708590300474

Beskrivelse

Institutionsbeslag, rustfrit stål, med lang bolt (100 mm)

**Produktkapacitet****Vægt**

0,298 kg

Vægt emballeret

0,298 kg

Vægt pr. kolli

0 kg

Antal pr. kolli

0

Antal pr. palle

0

Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com