




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Pressalit Public Premium Toiletpapierhouder voor 1 grote rol toiletpapier, geborsteld staal PX30225
Beschrijving	VVS: 776130115 NRF: 1438649 RSK: 8920367 EAN: 5708590392677  Toilethouder in grote stalen behuizing met ruimte voor rollen van max. Ø 280 x 100 mm. Voor wandmontage. De houder is afsluitbaar en inclusief montageset.
Materialen	Europees roestvrij staal (AISI 304)
Garantie Reiniging	Op materiaal- en fabricagefouten wordt 2 jaar garantie gegeven. Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com