





## Universalscharnier

**Produktnummer**

B83P999  
EAN:5708590301907

**Beschreibung**

Universalscharnier



**Produktkapazität**

**Gewicht**

0,196 kg

**Gewicht, brutto**

0,196 kg

**Gewicht pro kolli**

0 kg

**Stück per kolli**

0

**Stück pro Palette**

0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

[pressalit.com](http://pressalit.com)