




# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	Pressalit Choice Handdoekhaakje, 2 stuks, mat wit Q60100
<b>Beschrijving</b>	<p>VVS:775295130 NRF:7001068 RSK:8754993 EAN:5708590370422 DB: 2173260</p>  <p>Laat de serie Pressalit Choice badkameraccessoires het decor van uw badkamer naar een hoger niveau tillen en samenhang creëren met een tijdloze uitstraling. Je krijgt een compleet assortiment accessoires voor elke badkamer.</p> <p>Geniet van samenhang in je hele huis en gebruik de elegante handdoekhaak zowel in de badkamer als in de keuken.</p> <p>Pressalit Choice Handdoekhaakje, 2 stuks, mat wit</p>
<b>Materialen</b>	Roestvrijstaal AISI304, montage huls uit messing
<b>Garantie</b>	Op materiaal- en fabricagefouten wordt 2 jaar garantie gegeven.
<b>Reiniging</b>	Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.
	Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

[pressalit.com](http://pressalit.com)