




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	Pressalit Public Universal Seifenspender mit Sensor, 850 ml, gebürsteter Stahl PZ30715
<b>Produkt- beschreibung</b>	<p>VVS: 774566215 NRF: 1438658 RSK: 8920590 EAN: 5708590396347</p>  <p>Seifenspender mit Edeltahlsensor für die Wandmontage. Tropffreie Seifenpumpe mit 850-ml-Behälter. Geeignet für normale Flüssigseife oder Handcreme. Abschließbare Lösung. Inklusive Montageset.</p>
<b>Materialien</b>	Europäischer rostfreier Stahl (AISI 316L)
<b>Garantie</b> <b>Reinigung</b>	<p>Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt.</p> <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.</p> <p>Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.</p>

[pressalit.com](http://pressalit.com)