



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Pressalit Trend wandcloset met circular flush 220366
Beschrijving	EAN:5708590398334 Het randloze, wandhangende toilet is uitgerust met het efficiënte Circular Flush-systeem, dat zorgt voor een stille, spatvrije spoeling en het dagelijkse schoonmaken eenvoudig maakt.
Product capaciteit	Belastbaarheid max.: 240 kg
Materialen	Porselein
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum. Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com