




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Pressalit Choice Handdoekhouder 60 x 12 cm, dubbel, glanzend staal Q10550
Beschrijving	<p>VVS:775711240 NRF:6190939 RSK:8754885 EAN:5708590336930</p>  <p>Laat de serie Pressalit Choice badkameraccessoires het decor van uw badkamer naar een hoger niveau tillen en samenhang creëren met een tijdloze uitstraling. Je krijgt een compleet assortiment accessoires voor elke badkamer.</p> <p>Pressalit Choice Handdoekhouder, dubbel, glanzend staal</p>
Materialen	Roestvrijstaal AISI304, montage huls uit messing
Garantie Reiniging	<p>Op materiaal- en fabricagefouten wordt 2 jaar garantie gegeven.</p> <p>Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.</p> <p>Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.</p>

pressalit.com