




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Pressalit Choice Zeepdispenser, 330 ml, geborsteld staal Q30700
Beschrijving	VVS: 774681100 NRF: 6190957 RSK: 8507854 EAN: 5708590356228  Laat de serie Pressalit Choice badkameraccessoires het decor van uw badkamer naar een hoger niveau tillen en samenhang creëren met een tijdloze uitstraling. Je krijgt een compleet assortiment accessoires voor elke badkamer. Elegante zeepdispenser voor wandmontage. Biedt extra ruimte op de wastafel. Pressalit Choice Zeepdispenser, 330 ml, geborsteld staal
Materialen	Roestvrijstaal AISI304, PE
Garantie Reiniging	Op materiaal- en fabricagefouten wordt 2 jaar garantie gegeven. Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com