




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Pressalit Trend incl. Pressalit Comfort D2 1050 CP1050011CF
Kleur	VVS:613326400 NRF:1462954 RSK:7822115 EAN:5708590396897 Wit
Beschrijving	 Het Pressalit Trend Combi Pack met Comfort D2-toiletzitting combineert een stijlvolle wandclosetpot met een perfect passende zitting voor uitzonderlijk comfort en stabiliteit. De randloze pot met Circular Flush zorgt voor een krachtige, spatvrije en stille spoeling, terwijl het volledig omsluitende ontwerp van de Comfort D2-zitting naadloos aansluit bij het design. Pressalit SteadyFix® biedt uitstekende stabiliteit, terwijl Soft Close en Lift-Off het reinigen gemakkelijk maken en het gebruik bijzonder comfortabel. Pressalit ANTIBAC is een geïntegreerd antibacterieel additief in het materiaal van de toiletzitting dat bacteriegroei helpt tegengaan. Deze duurzame, hoogwaardige combinatie biedt elegantie, functionaliteit en hygiëne in perfecte harmonie – een complete badkameroplossing die zowel praktisch als fraai is vormgegeven. Trend wandcloset met circular flush, incl. Closetzitting, Toiletzitting Comfort D2 met soft close. Lift-off en antibacteriële werking, incl. scharnieren in roestvrij staal
Product capaciteit	Belastbaarheid zittingring max. 240 kg



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Pressalit Trend incl. Pressalit Comfort D2 1050 CP1050011CF
Materialen	Toiletpot: Porselein Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit ongeveer 70% ureaformaldehydharz, 30% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. Vrij formaldehyde verdampt tijdens het productieproces. Pressalit toiletzittingen zijn na uitharding ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) gemeten en geven aanzienlijk minder af dan de toegestane EU-grens van $0,08 \text{ mg/m}^3$. Antibacterieel: Deze toiletzitting bevat een antibacteriële toevoeging met biocide zilverfosfaatglas, die de bacteriegroei helpt remmen. Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat). Demperset: Hydraulische demper met een demperhuis van roestvrij staal of thermoplast, voorzien van kunststof onderdelen van thermoplast. Scharnieren: Roestvast staal en thermoplast.
Garantie	Pressalit verleent 10 jaar garantie op closetzittingen en 5 jaar garantie op closetpotten tegen overlegging van een geldig aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar het product is gekocht. De garantie dekt materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die kunnen optreden bij correct gebruik en reiniging van het product. Pressalit behoudt zich het recht voor om het product in onze fabriek te onderzoeken. Bij een gegronde klacht zal Pressalit ofwel: - de benodigde reserveonderdelen toezenden, of - het product vervangen door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur van de closetzitting niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor om een soortgelijk model in de kleur wit te leveren. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Indien vervanging niet mogelijk is, heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen. Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



PRESSALIT®

Product	Pressalit Trend incl. Pressalit Comfort D2 1050
Artikelnummer	CP1050011CF

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

22. september 2026