




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Pressalit Public Universal Desinfektionsmittelspender mit Sensor, 950 ml, gebürsteter Stahl PZ30732
Produkt- beschreibung	VVS: 774566615 NRF: 1438660 RSK: 8920592 EAN: 5708590396361  <p>Desinfektionsspender mit Edelstahlsensor für die Wandmontage. Einhand-Desinfektionspumpe mit 950-ml-Tank. Konzipiert für handelsübliche Handdesinfektionsmittel. Abschließbare Lösung. Inklusive Montagesatz.</p> <p>Inspektionsöffnung zeigt Füllstand an.</p>
Materialien	Europäischer rostfreier Stahl (AISI 316L)
Garantie Reinigung WEEE	Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach. Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird. Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.



PRESSALIT®

Produkt	Pressalit Public Universal Desinfektionsmittelspender mit Sensor, 950 ml, gebürsteter Stahl
Produktnummer	PZ30732

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®