



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Trend væghængt toilet med circular flush 220366
Produktbeskrivelse	EAN:5708590398334 Det væghængte, skyllekantsfri toilet har det effektive Circular Flush-system, som sikrer en lydsvag og sprøjtfri skylning og gør den daglige rengøring enkel.
Produktkapacitet	Maks. belastning: 240 kg
Materialer	Porcelæn
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com