




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Pressalit Public Universal Desinfektionsmittelspender, 950 ml, gebürsteter Stahl PZ30730
Produkt- beschreibung	<p>VVS: 774566515 NRF: 1438659 RSK: 8920591 EAN: 5708590396354</p>  <p>Desinfektionsspender aus Edelstahl für die Wandmontage. Einhand-Desinfektionspumpe mit 950-ml-Tank. Geeignet für handelsübliche Händedesinfektionsmittel. Abschließbare Lösung. Inklusive Montagesatz.</p> <p>Inspektionsöffnung zeigt Füllstand an.</p>
Materialien	Europäischer rostfreier Stahl (AISI 316L)
Garantie Reinigung	<p>Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt.</p> <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.</p> <p>Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.</p>

pressalit.com