




UNI scharnier

Artikelnummer

DD8999
VVS: 616810875
EAN: 5708590330471

**Product capaciteit**

Gewicht	0,182 kg
Gewicht per stuk	0,182 kg
Gewicht per colli	0 kg
Aantal per colli	0
Aantal per pallet	0

Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com