




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Vrijstaande kolom 945 mm voor PLUS toiletsteun, vaste montage R9430
Beschrijving	VVS:615851990 NRF:6190667 EAN:5708590320427 NBS:N13:436  <p>Vrijstaande kolom, grijs, voor vaste hoogte PLUS toiletsteun</p> <p>Vrijstaande kolom, grijs, voor vaste hoogte PLUS toiletsteun</p>
Materialen	Basismateriaal: staal Oppervlakte materiaal: Rilsan
Functie	Gebruik bij vrijstaande toiletten en waar het niet mogelijk is om een toiletsteun aan te muur bevestigen. Voor toiletsteun met vaste hoogte.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®