




PRESSALIT®

Product Varunummer	TMA 3 armstöd till montering på toalett, R1192112
Färg	VVS:615725112 EAN:5708590387475 HMI: 139267 FDA:ILS/D135866 Antracitgrå
Beskrivning	 <p>TMA armstöd finns i olika bredder och modeller med eller utan toalettsits.</p> <p>TMA 3 armstöd för montering på toalett. Antracitgrå handtag. Inkl. två toalettpappershållare. Exkl. beslag. Bottenmontering. Passar IFØ Spira toalett 6261, Spira 6293 och Sign 6893 Rekommenderas med toalettsitsar: Pressalit Spira V 1136011-DN3999 Pressalit Spira V 1136112-DN3999 Pressalit Sign 553011-DN1999 Pressalit Sign 553112-DN1999 Pressalit Sign 554011-DN1999 Pressalit Sign 554108-DN1999 Pressalit Sign 554112-DN1999</p>
Justerbar	Fast höjd
Produktkapacitet	Maximal användarvikt (MUM): 150 kg. Armstöden är testade enligt ISO/FDIS 17966:2025 med en säkerhetsfaktor på 1,5. Armstöden är dessutom statistiskt testade individuellt med 97 kg.
Material	Anodiserad aluminium och ABS.
Ergonomi	Rejåla stöd och handtag som ger bra stöd och komfort för händer och armar.
Funktioner	Armstöden är fällbara. Armstöden kan fällas upp och ner individuellt.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

Product	TMA 3 armstöd till montering på toalett,
Varunummer	R1192112
Rengöring	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®