




PRESSALIT®

Styrbuffert med skruvar 2 stk

Varunummer	T9807 EAN:5708590200521
Beskrivning	Styrbuffert med skruvar 2 stk



Produktkapacitet

Vikt	0,03 kg
Vikt per kolli	0,03 kg
Vikt per kolli	0 kg
Antal per kolli	0
Antal per pall	0

Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.

pressalit.com

PRESSALIT®