




Produkt Varenummer	Pressalit Public Classic Desinfektionsdispenser, 950 ml, poleret stål PY10730
Produktbeskrivelse	VVS: 774565540 NRF: 1438620 RSK: 8920384 EAN: 5708590392288  Desinfektionsdispenser i rustfrit stål til vægmontering. Enhåndsbetjent desinfektionspumpe med 950 ml. tank. Designet til standard desinfektionsmidler til hænder. Låsbar løsning. Inkl. monteringsæt. Inspektionsåbning angiver påfyldningsniveau.
Materialer	Europæisk rustfrit stål (AISI 316L)
Garanti Rengøring	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.