




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Douchematras voor MSCT 1 en MSCT 4 R844717302
Kleur	Tingrijs
Beschrijving	<p>VVS: 777542812 EAN: 5708590373904 HMI: 128437</p>  <p>Douchematras voor MSCT 1 en MSCT 4 mobiel douchebrancard, 660 x 1660 mm. Inclusief 1,6 m slang.</p> <p>Douchematras voor MSCT 1 en MSCT 4 mobiel douchebrancard, 660 x 1660 mm. Inclusief 1,6 m slang.</p>
Materialen	<p>De matrashoes is van gelast polyesterweefsel met PVC-coating. Het is UV-bestendig en 100% ondoordringbaar voor water. Het bevat geen CFC of latex. De schuimvulling is flexibel polyurethaanschuim op basis van polyether, goedgekeurd volgens Oeko-tex 100, klasse I.</p>
Garantie	<p>Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van drie jaar na de factuurdatum.</p>
Reiniging	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiner. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p>DESINFECTEERMIDDELEN: Sprit (husholdningssprit) Tvättsprit 70% Safe Zone Plus Selgiene Extreme Microsan Accel PREvention Wipes Lingettes</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p>



PRESSALIT®

Product	Douchematras voor MSCT 1 en MSCT 4
Artikelnummer	R844717302

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®