



PRESSALIT®

Puffer für Sitzring, oval, weiß

Produktnummer

A4033000
VVS: 616810331
EAN: 5708590193380



Produktkapazität

Gewicht 0,0029 kg

Gewicht, brutto 0,0029 kg

Gewicht pro kolli 13,05 kg

Stück per kolli 4500

Stück pro Palette 0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

PRESSALIT®