





PRESSALIT®

Pressalit 750 Standard toaletsits, inkl. beslag i rostfritt stål

Varunummer	750000-DC3999 VVS: 615053000 NRF: 6190098 RSK: 7904558 EAN: 5708590338231	
Färg	Vit	
Beskrivning	<p>PRESSALIT toaletsits med lock, modell "Pressalit 750", art. nr. 750 i genomfärgad härdad plast, inkl. DC3 universalbeslag i rostfritt stål.</p> <ul style="list-style-type: none">- centeravstånd 150-200 mm- belastning - sittring 180 kg- passar Gustavsberg Nautic/Nordic- 10 års garanti	
Design type	Sandwich	
Designer	Pressalit	
Design år	2012	
Material	<p>TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukthinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toaletsitsar har uppmätts efter härdning (< 0,01 mg/m³) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på 0,08 mg/m³.</p> <p>BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).</p> <p>BESLAG Rostfritt stål och termoplast.</p>	
Produktkapacitet	Max belastning sittring 180 kg	
Vikt	2,179 kg	



Pressalit 750
Standard toalettsits, inkl. beslag i rostfritt stål

Kartong storlek	457x389x68 mm
Vikt per kolli	2,449 kg
Paket storlek	469x401x348 mm
Vikt per kolli	12,245 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	12
Antal per pall	60
Rengöring	Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.
Garanti	Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.